## LOW LEVEL LASER

Low Level Laser Therapy (LLLT) is a well-known technology in beauty industry as it enriches human health condition with no ment which will be safe for home use but effective as medical side effects or negative effects. It is also known as low risk treatdevice

based in Thailand which determines to develop laser related medical devices that are safe and efficiently improve patient's Prima Laser Therapy Co., Ltd is a Thai wholly own company health condition for home use remedy. **เทคโนโลยีการบำบัคโคยใช้เลเซอร์กำลิงต่ำ**เป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์สำหรับ <u>ทารรัทษาร่างกายส่งเสริมสุงกาพเสริมความงามที่ไม่มีผลข้างเคียงและมี</u> ความเสี่ยงต่ำมากในการใช้งานได้ด้วยตัวงองคุณเอง กั้งนี้ คนไทยสามารถจิจิยและพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ไค้อย่างมีประสิทธิกาพ และมีมาตรฐาน ทางบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาอปกรณ์เลเซอร์ทางการแพทย์ ที่ปลอคภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ผู้ป่อยสามารถใช้งานไค้เองที่บ้าน



Specification

Model Wavelength Laser power Laser class Beam divergence	PRIME® specification PLT201501 660nm +/- 10 nm <5 mW pulse wave 3R 8.5  27
Number of lasers	224

	PRIME® driver specification
Model	PLT201502
Output	Pulse width modulation signal 12 volt 1000 n
Battery	Lithium ion 11.1V 2200 mAh
Charger	110-240 Vac 50-60 Hz to 12.6 Vdc 1000 mAh

nA (max)

### Charoen Tangtrongbenchasil, Ph.D.

Founder and Managing Director of Prima Laser Therapy Co., Ltd.

Kochi University of Technology, Kochi, Japan Ph.D. in Electronics and Photonics Engineering Department,

"I personally believe that laser technology has not been

for health care of themselves and their beloved family members" to develop them as medical devices with least complexities so that everyone can use these devices regularly at home fully utilized for its advantages. Therefore, I would like " ผมเชื่อว่า เรายังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเลเซอร์ไค้ไม่เค็มที่

นมจึงอยากนำเทคโนโลยีเลเซอร์มาพัฒนาเป็นเครื่องมือแพทย์ที่สามารก นำมาใช้ในการดูแลสุงภาพด้านต่างๆ โด้อย่างง่ายๆ"

คร.เจริญ ตั้งครงเบญจศีล

งบการศึกษาปริญญาเอก สาขาอิศวกรรมไฟฟ้าและแสง มหาจิทยาลัยเทคโนโลยีโคจิ ประเทศญี่ปุ่น ผู้ก่อคั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด



#### PRIMA LASER THERAPY CO., LTD.

350 Soi Talad Ban Somdej, Somdej Rd., Somdej Sub-district, Klongsan, Bangkok 10600 THAILAND Tel: 0-2439-1417, 087-912-2112

350 ซอยตลาคบ้านสมเด็จ กนนสมเด็จเจ้าพระยา แของสมเด็จเจ้าพระยา บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด

อีเบลล์: sales@primalasertherapy.com Ins: 0-2439-1417, 087-912-2112











## Hair Loss... Remedy

ผมร่อง... แก้ได้

Hair Loss...The big issue which bothers your mind, confidence and personality.

Stop hair loss before it's too late by using Low Level Laser Therapy cap which is clinically proven by team of medical doctors from Ramathibodi Hospital, Thailand

ผมร่วง..... ปัญหาใหญ่กระทบจิตใจ งองใครหลายคน

หยดปัญหาผมร่วงก่อนสายเกินไปด้วยหมวกเลเซอร์กำลังต่ำ ้ลับระบาลลาบรากคณะแพทย์ โรงพยาบาลราบาริบดี



Innovation for hair loss remedy

### "PRIME™ Laser Cap

Restore the hair follicles using low level laser technology which is clinically proven by medical doctor team from Ramathibodhi Hospital



#### หมวกเลเซอร์ "PRIME™" สุดยอดนวัตกรรม ป้องกันผมร่วง

ฟื้นฟูรากผมให้เท็งแรง ด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์กำลังต่ำ ทดสอบโดยคณะแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบคี



### Innovation for hair loss remedy

## "PRIMETM" Laser Cap

Low Level Laser Therapy for androgenetic alopecia treatment has been studied and widely accepted internationally. There are numerous medical researches which officially published the effectiveness of Low Level Laser Therapy and it guarantees high safety of the cure. Most importantly, it's clinically proven to be effective for both male and female with no negative effects which predominates the traditional way of drug treatment as it requires close supervision from doctor due to its side effects.

The result of hair therapy in androgenetic alopecia treatment showed that hair density of the experimental group using Low Level Laser Therapy cap was significantly higher than the control group using LED cap at week 16th and significantly increased hair diameter at week 24th.

#### สุคยอคนวิตกรรม ป้องกันผมร่วง

### KUJONIAIXOS "PRIME™"

ปัจจุบันการใช้แสมเลเซอร์พลังงานผ่าในการรักษากาวะเมบบางจากพับธุกรรมได้เป็นที่สนใจ และเริ่มมีการยอมรับมากขึ้น เนื่องจากมีงานจิจิยที่รายงานถึงประสิทธิภาพที่ศีเละความ ปลอดภัยที่สูงของการรักษาตัวยวิธีนี้ออกมาอย่างผ่อเนื่อง ข้อได้เปรียบที่สำคัญของการ รักษาโดยวิธีนี้ คือ สามารถใช้ได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยที่ไม่มีข้อจำกัดการใช้งานซึ่ง ต่างจากการใช้ยารักษาผู้ป่วย

ผลของทารใช้หมวกเลเซอร์พลังงานค่ำในการรักษากาวะมมบางทางพับธุกรรมพบว่า สามารถเพิ่มความหนาแน่นของเส้นผมในกลุ่มกคลองได้มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัย สำคัญผั้งแต่สัปผาห์ที่ 16 และสามารถเพิ่มขนาดของเส้นผมได้มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี นัยสำคัญได้ตั้งแต่สัปผาห์ที่ 24

# Using Low Level laser therapy in thinning hair condition

Thinning hair from androgenic alopecia or pollution are common problem in both male and female. 70% of male will likely face this problem at a stage of their life. 40% of female also face this problem at different degree of severity.

This research is conducted in prospective, randomized, double-blind placebo-controlled study by dematology doctor team, Ramathibodhi Hospital.

# ผลการศึกษาการใช้แสงเลเซอร์พลังงานต่ำในการรักษากาวะผมบาง

ภาวะผมบางจากพันธุกรรมเป็นกาวะที่พบได้บ่อยกั้งในเพศชายและเพศหญิง โดยรัอยละ 70 งองผู้ชาย และรัอยละ 40 งองผู้หญิง จะเกิดภาวะนี้ในคว<sup>า</sup>มรุนแรง ระคับใคระคับหนึ่ง

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบ Prospective, randomized, double-blind placsbo-controlled study โดยกณะแพทย์ สาขาจิชาโรคมือหนัง กากจิชาอาบุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรเพยาบาลรามาธิบดี

#### Clinical study:

There were 40 volunteers at the beginning of this project and 36 remained until end of study. Out of 36 volunteers, 19 of them were classified as experimental group using Low Level Laser Therapy cap and 17 of them were classified as control group using LED cap. 4 of the volunteers exited the project during the study due to personal reasons.

The results when compared between experimental group and control group showed that hair density as well as diameter of hair were significantly increased from the beginning of study till end of project in the experimental group. At 16<sup>th</sup> week, hair density was noticeably increased and at 24<sup>th</sup> week, hair diameter is growing. The assessment was done by global photographic method. At the end of study, both the medical doctors and the 17 volunteers in experimental group themselves made evaluation and found the treatment by Low Level Laser Therapy cap improved hair quality significantly and statistically.

For side effects assessment, the experimental group found temporary hair fall at 15.7% in the first 8 weeks. 10.5% also found slightly itchy symptom. For the control group, 5.8% found itchy symptom but these were just temporary and all gone in 2 weeks without additional treatment. All of them continuously used the Low Level Laser Therapy cap and LED cap until end of study.

#### ผลการศึกษา:

จำนวนผู้เข้าร่วมวิจัยเริ่มต้นมีกั้งหมด 40 คน เมื่อสิ้นสุดการวิจัยเหลือผู้ร่วมโครงการกั้งสิ้น 36 คน โคยแบ่งเป็น กลุ่มทดลอง 19 คนที่ใต้ใช้หมวกเลเซอร์ และอีก 17 คนเป็นกลุ่มควบคุมที่ใช้หมวก LED การประเมินประสิทธิภาพของการรักษาเมื่อเปรียบเกียบระหว่างกลุ่มกลองและกลุ่มคอบคุมพบว่า คั้งแต่เริ่ม จบสิ้นสุดการรักษากลุ่มทดลองมีจำนวนเส้นผมและขนาดของเส้นผมเพิ่มขึ้นมากาจ่ากลุ่มคอบคุมจย่างมีนัยสำคัญ ทางสกิศิ โดยเมื่อเปรียบเกียบในแต่ละช่วงเวลาจะพบว่า กลุ่มทดลองเริ่มมีจำนวนเส้นผมพับขึ้นมากาจ่ากลุ่มคอบคุมที่ 16 สีปภาห์หลังการรักษา และกลุ่มทดลองเริ่มมีขนาดเส้นผมเพิ่มขึ้นมากาจ่ากลุ่มคอบคุมที่ 24 สีปภาห์หลังการรักษา เมื่อเปรียบเกียบผลการรักษาจากภาพกำยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มคอบคุมที่ 24 สีปภาห์ พบว่าผู้เจ้าร่วมวิจัย ในกลุ่มทดลองได้รับการประเมินผลที่ศึกจำกลุ่มคอบคุมทั้งจากการประเมินโดยแพทย์ และการประเมินโดยผู้เจ้าร่วม วิจัยเองกั้ง 17 คน

ทารประเมินความปลอดภัยจากอาการท้ามเคียงของการรักษาพบว่า ในกลุมทคลองมีรายงานผมร่องเพิ่งทั้นชั่วคราว กิร้อยละ 15.7 โดยเกิดในช่วง 8 สัปคาห์แรกแล้วหายไป และมีอาการคันศีรษะเล็กน้อยที่รั่งยละ 10.5 สำหรับในกลุ่ม ควบคุมมีอาการค้นศีรษะเล็กน้อยร้อยละ 5.8 โดยผู้เข้าร่วมจิจิยกังหมดมีอาการผิดปกติดังกล่าว เกิดขึ้นเพียง ชั่วคราวในระยะเวลาน้อยกว่า 2 สัปคาห์ และอาการผิดปกติด่างๆหายไปได้เองโดยไม่ได้ทำการรักษา ยังคงใช้หมวก ในการรักษาอย่างต่อเนื่องจนจบการทดลอง



6 M



6 Months



6 Months

Before



Before



2 Months